



通知書番号：ALJRA-LTR-2026-004

医療関係者 各位

2026年6月吉日

日本エア・リキード合同会社
産業・医療ガス事業本部
医療ガス事業部 信頼性保証部

**【重要】「SOKINOX ソキノクス」電子添文の改訂
(2024年6月実施)に伴うご留意事項**

拝啓

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、一酸化窒素ガス管理システム「SOKINOX ソキノクス」をご使用いただくにあたり、製品の電子添文に関するお知らせがございます。

本製品の電子添文につきましては、2024年6月に改訂（第2版）を実施しております。ご施設に納品される製品（または在庫）に同梱されている電子添文の印刷物が改訂前（第1版・2024年1月作成）のものである場合、以下の通り「酸素ホースの耐用期間」が変更となっておりますので、ご使用前に必ずご確認くださいませようお願い申し上げます。

敬具

記

(1) 対象製品

一般的名称: 一酸化窒素ガス管理システム
販売名: SOKINOX ソキノクス
承認番号: 30500BZX00217000

(2) 改訂の概要

改訂実施月: 2024年6月（第2版）

改訂内容:

構成品である「酸素ホース」の耐用期間を、「10年」から「5年」へ変更いたしました。

※本体（7年）、NOホース（4年）、その他の構成品及び附属品の使用期限等の記載内容に変更はございません。最新の電子添文は独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）のウェブサイト等からもご確認いただけます。



(3) 新旧対照表

旧：

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
・ 温度：-25℃～+60℃
・ 相対湿度：15 %～95 %RH
2. 耐用期間（自己認証による）：
・ 本体、ベッドサイド/レールホルダー、モバイルカート：7年
・ NOレギュレーター及び酸素ホース：10年
・ NOホース：4年
・ 上記以外の構成品及び附属品 使用期限：製造日より3年

新：

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
・ 温度：-25℃～+60℃
・ 相対湿度：15 %～95 %RH
*2. 耐用期間（自己認証による）：
・ 本体：7年
・ ベッドサイド/レールホルダー、モバイルカート：7年
・ NOレギュレーター：10年
・ 酸素ホース：5年
・ NOホース：4年
・ 上記以外の構成品及び附属品 使用期限：製造日より3年

【お問い合わせ先】

日本エア・リキード合同会社 医療ガス事業部 信頼性保証部

TEL：06-6481-7926

Emai：jpalj-hcr-msc@airliquide.com

以上